

オートグラフ(万能試験機)使用上の注意

豊洲ものづくりセンター

2025-02-17

・保護メガネ着用



破断時、または、圧縮時、試験片が飛散する可能性あり作業の際は、必ず保護メガネを使用すること。

視力調整メガネを使用している場合オーバークラスの保護メガネを使用。

・使用前には技術職員へ相談ください。



治工具の設置・外し等、重量物を手に持つ場合もあります。段取り手順も有りますので、使用前には常駐の技術職員へ声をかけてください。